



ウルトラブレンドプラスJ®

間接覆罩に非常に適していると評価されました。¹



間接覆罩・裏層材

- ・ウルトラブレンドプラスJは薄い裏層材としてコンポジットレジンやアマルガム修復前にご使用いただけます。
- ・シリンジ塗布型でコントロールしやすく正確な塗布が可能なので感染が防止できます。
- ・非水溶性なので経時的に溶解しません。
- ・光重合なので操作性に優れています。
- ・生体親和性の高いレジンと水酸化カルシウムをブレンド
- ・3~5MPaの象牙質接着力(象牙質接着材無し)
- ・ハイドロキシアパタイトが、処置後の疼痛緩和を促進します。

ウルトラブレンドプラスJはブラックマイクロチップと併用するとフローが最適になります。処置部が大きいときにはブラックミニチップをご使用ください。

#1025-JP ウルトラブレンドプラスJ キット デンチン

- ウルトラブレンドプラスJ デンチン(1.2mL) 4本
- ブラックマイクロチップ 20個
- ブラックミニチップ 20個

標準医院価格: ¥7,000



#416-JP ウルトラブレンドプラスJ リフィル デンチン

- ウルトラブレンドプラスJ デンチン(1.2mL) 4本

標準医院価格: ¥5,000



使用期間: 24ヶ月 要冷蔵
医療機器承認番号: 21800BZG10003000

¹Pameijer CH, Stanley HR, Norval G. Pulp capping with a new adhesive light cured calcium hydroxide formula. (Abstract #757). Dent Res 1998;77:200. (Lit #43) U.S. Patent Numbers: 4,578,055; 4,941,873; 4,997,371 and 6,071,528. Other U.S. and International Patents Granted and Pending.

非侵襲性歯髄覆罩法に最適です。



ウルトラブレンドプラスJを用いた白歯部における覆罩の写真



患部を消毒し、エアードライ後、患部へ薄く塗布します。